

clinell®

Alcoholdoekjes

Oppervlaktedesinfectie
van niet-invasieve
medische hulpmiddelen.



Hoogwaardige alcoholdoekjes voor een snelle ontsmetting

Uiterst sneldrogende alcoholdoekjes van farmaceutische kwaliteit met 70% isopropylalcohol.

Ontsmettingsdoekjes die geen strepen achterlaten, voor oppervlaktedesinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen.

Bewezen doeltreffendheid



Hoogwaardige duurzame doekjes van farmaceutische kwaliteit met 70% isopropylalcohol. Onze doekjes hebben een bewezen werking tegen bacteriën en virussen.

Unieke verpakking



De doekjes worden één voor één uit de verpakking gehaald, waardoor de bovenkant van het volgende doekje niet uitdroogt, wat meestal wel het geval is met kokerdispensers. Zo is er geen risico op besmetting door droge besmette doekjes.

Minder plastic. Minder afval



Onze 'flow wrap' verpakking is milieuvriendelijk omdat er veel minder verpakking moet worden weggegooid in vergelijking met de gebruikelijke alcoholkokers.

Superieure kwaliteit



De Clinell Alcoholdoekjes bevatten 25 gsm non-woven spinnvlies, dat vochtiger en dikker is dan concurrerende alcoholdoekjes, waardoor een groter oppervlak ontsmet kan worden met minder doekjes, wat tijd en geld bespaart.

Voor de oppervlaktedesinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen:

- Echografie sondes
- Zuurstofsaturatiemeters
- Dopplersondes
- Stethoscopen
- ECG apparatuur
- Bloeddrukmonitoren
- Bloeddrukmanchetten
- Radiologie apparatuur
- Incubatoren
- Beeldschermen

Antimicrobiële doeltreffendheid



Bewezen dat ze ten minste 99,999% van de ziektekiemen doden.

Inclusief MRSA, *E. coli*, *Pseudomonas*, *Enterococcus*, *Candida* en *Aspergillus* volgens EN1276, EN13727, EN14561, EN13624 & EN14562.

	Voorbeeld van ziektekiemen	EN-test
Bacteriën	<i>Acinetobacter baumannii</i>	EN13727
	<i>Enterococcus hirae</i>	EN13727
		EN 16615
	<i>Escherichia coli</i> K12	EN13727
	Methicillin resistant <i>Staphylococcus aureus</i>	EN13727
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN13727
		EN16615
	<i>Staphylococcus typhimurium</i>	EN13727
	<i>Staphylococcus aureus</i>	EN13727
		EN16615
Schimmels	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN13624
Mycobacteriën	<i>Mycobacterium avium</i> (2 jaar oud)	EN14348
	<i>Mycobacterium terrae</i> (2 jaar oud)	EN14348
Virussen	Norovirus	EN14476
	Murine coronavirus	EN14476
	Vacciniavirus	EN14476
Gist	<i>Candida albicans</i>	EN13624
		EN16615


Bestelinformatie

Alcoholdoekjes – pak van 150

Weergave transporteenheid



Artikelnummer	CAW150L
Doekjes per pak	150
Vervaldatum	2 jaar
Eenheid per karton	18
Doos maat	390 x 330 x 190 mm
Doos per rij	9
Rijhoogte	1284 mm
Dozen per pallet	54
Classificatie	Klasse IIa Medisch Hulpmiddel CE-markering



Neem voor meer informatie contact op met
Dialex Biomedica of ga naar www.clinell.com



CE 0050 Medisch hulpmiddel van klasse IIa

Voldoet aan de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen, 93/42/EEG.

Gebruik ontsmettingsmiddelen op een veilige manier. Lees
vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Volg steeds de reinigings- en ontsmettingsrichtlijnen
van de fabrikant van het medisch hulpmiddel
voordat u de Clinell Alcoholdoekjes gaat gebruiken.

Dialex Biomedica nv,
Caetsbeekstraat 1, 3740 Bilzen, België.

T: +32 (0)89 41 71 40
E: info@dialexbiomedica.be
www.dialexbiomedica.com

JBN220558